

特集

# 計量法トレーサビリティの利用促進

## JCSS 登録事業者を紹介

JCSS登録事業者紹介特集INDEXへ

### 共同計器株式会社

質量 JCSS 登録番号:0207

#### ■問い合わせ先

共同計器株式会社 本社工場  
〒792-0002 愛媛県新居浜市磯浦町 18 番 12 号  
TEL: 0897-34-1151 FAX: 0897-34-1134  
URL <http://www.kyodo-scale.co.jp/>

#### 【登録に係る区分】質量

【登録に係る区分における初回認定日または初回登録日】2008 (平成 20) 年 2 月 19 日  
【校正手法の区分の呼称 [登録更新年月日]】はかり [2011 (平成 23) 年 5 月 19 日]  
【恒久的施設でおこなう校正/現地校正の別】恒久的施設でおこなう校正および現地校正

#### ■はかりの校正範囲および最高測定能力

校正手法の区分の呼称 はかり	種類 電子式非自動はかり	校正範囲	最高測定能力 (k=2)	
			恒久的施設	現地校正
		1 g 以上 10 g 以下	2.6 mg	2.7 mg
		10 g 超 100 g 以下	2.6 mg	2.7 mg
		100 g 超 150 g 以下	2.7 mg	2.7 mg
		150 g 超 220 g 以下	2.2 mg	2.3 mg
		220 g 超 320 g 以下	2.7 mg	2.8 mg
		320 g 超 420 g 以下	2.3 mg	2.4 mg
		420 g 超 520 g 以下	2.7 mg	2.8 mg
		520 g 超 620 g 以下	3.1 mg	3.2 mg
		620 g 超 820 g 以下	2.7 mg	2.9 mg
		820 g 超 1200 g 以下	3.7 mg	3.8 mg
		1200 g 超 2200 g 以下	13.6 mg	14 mg
		2200 g 超 3200 g 以下	28 mg	28 mg
		3200 g 超 4200 g 以下	23 mg	24 mg
		4200 g 超 5200 g 以下	28 mg	29 mg
		5200 g 超 6200 g 以下	31 mg	32 mg
		6200 g 超 8200 g 以下	32 mg	33 mg
		8200 g 超 11 kg 以下	41 mg	42 mg
		11 kg 超 17 kg 以下	138 mg	142 mg
		17 kg 超 22 kg 以下	124 mg	128 mg
		22 kg 超 33 kg 以下	280 mg	290 mg
		33 kg 超 42 kg 以下	240 mg	250 mg
		42 kg 超 52 kg 以下	290 mg	300 mg
		52 kg 超 65 kg 以下	320 mg	330 mg
		65 kg 超 100 kg 以下	2.6 g	2.8 g
		100 kg 超 200 kg 以下	2.8 g	3.3 g
		200 kg 超 300 kg 以下	5.4 g	6.4 g
		300 kg 超 400 kg 以下	27 g	31 g
		400 kg 超 500 kg 以下	27 g	32 g
		500 kg 超 600 kg 以下	27 g	32 g
		600 kg 超 800 kg 以下	54 g	62 g
		800 kg 超 1000 kg 以下	54 g	63 g
		1000 kg 超 1500 kg 以下	54 g	65 g
		1500 kg 超 2000 kg 以下	134 g	155 g

【校正手法の区分の呼称 [登録更新年月日]】分銅 [2011 (平成 23) 年 5 月 19 日]  
【恒久的施設でおこなう校正/現地校正の別】恒久的施設でおこなう校正

#### ■分銅の校正範囲および最高測定能力

校正手法の区分の呼称 分銅等	種類 分銅	校正範囲	最高測定能力 (k=2)
		1 mg	0.0041 mg
		2 mg	0.0043 mg
		5 mg	0.0045 mg
		10 mg	0.0053 mg
		20 mg	0.0062 mg
		50 mg	0.0070 mg
		100 mg	0.0091 mg
		200 mg	0.011 mg
		500 mg	0.013 mg
		1 g	0.016 mg
		2 g	0.020 mg
		5 g	0.025 mg
		10 g	0.030 mg
		20 g	0.041 mg
		50 g	0.050 mg
		100 g	0.19 mg
		200 g	0.24 mg
		500 g	0.53 mg
		1 kg	1.2 mg
		2 kg	2.1 mg
		5 kg	5.4 mg
		10 kg	9.5 mg
		20 kg	17 mg
		50 kg	11 g
		100 kg	18 g



設計・製造・販売・検査・修理の一貫した流れで皆様の“はかり”をお手伝いいたします。  
はかりの販売、据付はもとより各種はかりの校正・検査、修理、メンテナンスまで行っています。  
また、圧力計、長さ計の校正・修理も受けたまわっております。

- 主な取り扱い品目
- 各種産業用はかり
    - トラックスケール●ホッパースケール●コンベヤスケール●コンスタントフィードウェイ
    - クレーンスケール●モーメントリミッター●バックカースケール●アータウェイ
    - デジタル台はかり●計数はかり●オートチェッカー
  - 健康管理関連機器
    - 体脂肪計●ベッドスケール●トリム用体重計●肥満度計●ペニススケール●血圧計
  - 各種ゲージ類
  - 商業用はかり
    - 各種商業用はかり●料金はかり●各種ラベルプリンター
  - 分銅類
    - 大型分銅●円筒型分銅●枕型分銅●板状分銅●錘
  - 圧力計 及び 圧力計試験器
  - 長さ計
    - 各種直尺●各種巻尺
  - 各種温湿度計
  - 家庭用はかり
    - キッチンスケール●ヘルスメーター



共同計器株式会社  
本社  
〒792-0002 愛媛県新居浜市磯浦町 18 番 12 号  
TEL. 0897-34-1151 FAX. 0897-34-1134

松山営業所  
〒792-8041 愛媛県松山市北吉田町 323-1  
TEL. 089-974-8775 FAX. 089-974-8730

#### ■ JCSS 校正

共同計器株式会社 キャリブレーション・サービス・センター (C.S.C.)  
当社 C.S.C. は、2008 年 2 月に中国・四国・九州地域で初めて、質量 (はかり) に関しての JCSS 校正事業者として認定されました。さらに 2011 年 5 月には質量 (分銅等) においても、JCSS 校正事業者として認定され、質量に関するすべての分野で国際 MRA 対応の JCSS 校正証明書を発行することが可能です。

#### ■ 組織概要

校正事業総責任者 矢田義久  
品質管理者 前田直哉  
技術管理者 (はかり校正事業) 伊藤周平  
技術管理者 (分銅校正事業) 越智良尚  
校正作業員 5 名  
登録区分 質量 (はかり、分銅等)

#### ■ JCSS 校正サービス【はかり】

当社 C.S.C. では はかりの JCSS 校正サービスを提供しております。

##### ●校正対象のはかり

種類: 電子式非自動はかり  
ひょう量: 1 g 以上 2000 kg 以下  
目量: 1 mg 以上

##### ●校正場所

恒久的施設: 共同計器株式会社 C.S.C. はかり校正室  
現地: お客様の器物所在地等

#### ■ C.S.C. はかり校正室

##### ●環境条件

温度: 18 ~ 27 °C  
湿度: 30 ~ 60 %RH  
大気圧: 980 ~ 1030 hPa



#### JCSS はかり校正料金

はかりのひょう量	校正料金		現地校正
	恒久的施設で行う校正 単目量・多目量	ポイント追加料金	
1g以上 60kg以下	18,000円	3,000円/P	お問い合わせ
60kg超 300kg以下	45,000円	9,000円/P	
300kg超 600kg以下	90,000円	18,000円/P	
600kg超 1200kg以下	108,000円	20,000円/P	
1200kg超 2000kg以下	135,000円	25,000円/P	

- ・表示価格はすべて税抜価格です。
- ・表中の校正料金には校正証明書の発行料金が含まれます。
- ・送料は別途申し受けます。
- ・現地校正は、出張費・交通旅費等別途申し受けます。
- ・お急ぎの校正は、通常の 3 割増しとなります。
- ・恒久施設でおこなう校正の場合、納期は器物受領後 約 5 日になります。

#### ■ JCSS 校正サービス【分銅】

当社 C.S.C. では 分銅の JCSS 校正サービスを提供しております。

##### ●校正対象の分銅

種類: 分銅  
校正範囲: 1 mg 以上 1000 kg 以下 (100 kg、200 kg を除く)

##### ●校正場所

恒久的施設: 共同計器株式会社 C.S.C. 分銅校正室  
現地: おこないません

#### ■ C.S.C. 分銅校正室

##### ●大型分銅校正室

温度: 20 ~ 26 °C  
湿度: 40 ~ 60 %RH  
大気圧: 980 ~ 1030 hPa

##### ●小型分銅校正室

温度: 21 ~ 25 °C  
湿度: 40 ~ 60 %RH  
大気圧: 980 ~ 1030 hPa



#### JCSS 分銅校正料金

公称値	校正ランク3	校正ランク4	校正ランク5
	OIML F1準拠	OIML F2準拠	OIML M1、M3準拠
1000kg			38,000円
500kg			38,000円
20kg	24,000円	16,000円	8,000円
10kg	24,000円	16,000円	8,000円
5kg	24,000円	16,000円	8,000円
2kg	15,000円	10,000円	7,000円
1kg	15,000円	10,000円	7,000円
500g	15,000円	10,000円	7,000円
200g	10,000円	8,000円	5,000円
100g	10,000円	8,000円	5,000円
50g	10,000円	8,000円	5,000円
20g	10,000円	8,000円	5,000円
10g	10,000円	8,000円	5,000円
5g	10,000円	8,000円	5,000円
2g	10,000円	8,000円	5,000円
1g	10,000円	8,000円	5,000円
500mg	10,000円	8,000円	5,000円
200mg	10,000円	8,000円	5,000円
100mg	10,000円	8,000円	5,000円
50mg	10,000円	8,000円	5,000円
20mg	10,000円	8,000円	5,000円
10mg	10,000円	8,000円	5,000円
5mg	10,000円	8,000円	5,000円
2mg	10,000円	8,000円	5,000円
1mg	10,000円	8,000円	5,000円

・表示価格はすべて税抜価格です。